

Stapelmöglichkeiten für CO₂- Inkubatoren der Serien C und CB

MIT ROLLEN-UNTERGESTELL	C 150/170			CB (E3/E6)			CB (E7)		
Gerätemodell	C 150 (E1/E2)	C 170 (E3)	C 170 (E7)	CB 53/60	CB 150/160	CB 210/220	CB 56	CB 170	CB 260
Höhe des Gerätes [mm]	820	870	870	720	920	1070	670	870	1020
Höhe des Untergestells [mm]	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Höhe des Gerätes mit Untergestell [mm]	938	988	988	838	1038	1188	788	988	1138
Artikelnummer Rollen-Untergestell	9051-0024	9051-0029	9051-0028	9051-0031	9051-0028	9051-0029	9051-0043	9051-0028	9051-0044

Rollen-Untergestell



Rollen-Untergestell mit Model CB 170



MIT STAPELADAPTER	C 150/170			CB (E3/E6)			CB (E7)		
Gerätemodell oben	C 150 (E1/E2)	C 170 (E3)	C 170 (E7)	CB 53/60	CB 150/160	CB 210/220	CB 56	CB 170	CB 260
Gerätemodell unten	C 150 (E1/E2)	C 170 (E3)	C 170 (E7)	CB 53/60	CB 150/160	CB 210/220	CB 56	CB 170	CB 260
Höhe des Gerätes [mm]	820	870	870	720	920	1070	670	870	1020
Höhe des Stapeladapters [mm]	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Höhe des Gerätestapels mit Stapeladapter [mm]	1729	1829	1829	1529	1929	2229	1429	1829	2129
Artikelnummer Stapeladapter	9051-0025	9051-0036	9051-0035	9051-0037	9051-0035	9051-0036	9051-0038	9051-0035	9051-0039


Stapeladapter



Stapeladapter mit zwei C 170



MIT ROLLEN-UNTERGESTELL UND STAPELADAPTER	C 150/170			CB (E3/E6)			CB (E7)		
Höhe des Untergestells [mm]	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Höhe des Gerätestapels mit Stapeladapter und Untergestell [mm]	1847	1947	1947	1647	2047	2347	1547	1947	2247
Artikelnummer Rollen-Untergestell	9051-0024	9051-0029	9051-0028	9051-0031	9051-0028	9051-0029	9051-0043	9051-0028	9051-0044



Rollen-Untergestell und Stapeladapter mit zwei C 170



MIT STAPELGESTELL	C 150/170			CB (E3/E6)			CB (E7)		
Gerätemodell oben	-	-	-	-	CB 150/160	CB 210/220	-	CB 170	CB 260
Gerätemodell unten	-	-	-	-	CB 150/160	CB 210/220	-	CB 170	CB 260
Höhe des Gerätestapels mit Stapelgestell [mm]	-	-	-	-	2054	2354	-	1955	2255
Artikelnummer Stapelgestell	-	-	-	-	9051-0020	9051-0023	-	9051-0040	9051-0041

Stapelgestell



Stapelgestell mit den Modellen CB 170 und C 170



Adapter für weitere Stapelkombinationen können über BINDER INDIVIDUAL angefragt werden: go2binder.com/de-individual-Anfrage